

TOLY®



Sickbag + Wet washglove
Spuckbeutel + Feuchtwaschlappen
Braakzakje + Vochtig washandje
Sac pour la nausée + Gant de toilette humide
Bolsa para el mareo + Manopla humeda



The absorption mat converts the vomit into a gel and eliminates offensive odours.

Das Absorbiervlies ändert das Erbrochene zu einem geruchlosen Gel.

Het absorbtmatje verandert het braaksel in een geurloze gel.

Le tampon absorbant change le vomi en un gel sans odeur.

El papel absorbente convierte el vomito en un gel sólido sin mal olor.

GB**Directions for use**

Open Sickbag. Be sure that absorption mat is at the bottom. After use close the Sickbag by pulling the blue and white cord. Dispose the Sickbag in a bin.

Attention

- Keep out of reach of children.
- Long term contact with the absorption mat could cause allergic reaction or skin irritation.
- In case of swallowing drink at least 3 glasses of water and contact a physician.
- Avoid any contact with eyes or membranes. In case of accidental contact wash the eyes immediately with plenty of water, if needed, contact a physician.

F**Instructions**

Ouvrir le sac. Vérifier que le tampon absorbant soit bien placé au fond du sac. Après usage fermer le sac en tirant du cordon bleu et blanc. Jeter à la poubelle.

Attention

- Garder hors de portée des enfants.
- La manipulation prolongée du tampon absorbant peut provoquer des réactions allergiques ou l'irritation de la peau.
- En cas d'absorption accidentelle boire minimum 3 verres d'eau et consulter le médecin.
- Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact accidentel laver à grande eau et si nécessaire consulter le médecin.

D**Gebrauchsanweisung**

Öffnen Sie den Spugbeutel. Überzeugen Sie sich das das Absorbiervlies auf dem Boden liegt. Nach Benutzung der Spugbeutel verschliessen durch das blaue und weisse Schnur an zu ziehen. Wegwerfen im Abfallbehälter.

Achtung

- Ausser Reichweite von Kindern lassen.
- Vermeiden Sie eine lange Berührung des Absorbiervlieses. Möglichkeit von Allergie und Irritation.
- Bei herunterschlucken zumindest 3 Gläser Wasser trinken und einen Arzt konsultieren.
- Kommt das Absorbiervlies in Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten reichlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.

E**Instrucciones**

Abrir la bolsa. Verificar que el papel absorbente este bien colocado en la parte inferior de la bolsa. Después del uso cerrar la bolsa tirando del cordel azul y blanco. Tirar la bolsa al cubo de la basura.

Cuidado

- Debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- La manipulación demasiado prolongada del papel absorbente puede provocar reacciones alérgicas o irritaciones cutáneas.
- En caso de ingestión accidental del papel absorbente, beber como mínimo 3 vasos de agua y consultar a un medico.
- Evitar el contacto con los ojos y con las mucosas. En caso de producirse el contacto, lavar la zona afectada con abundante agua y si necesario consultar al medico.

NL**Gebruiksaanwijzing**

Open het braakzakje. Het absorbtietmatje dient onder in het zakje te liggen. Na gebruik het zakje sluiten door aan het blauwe en witte koordje te trekken. Deponeer het zakje in de afvalbak.

Attentie

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Langdurig aanraken van het absorbtietmatje kan allergische reactie of huidirritatie veroorzaken.
- Bij inslikken tenminste 3 glazen water drinken en arts raadplegen.
- Voorkom contact met ogen en slijmvliezen, gebeurt dit toch dan spoelen met veel water en zonodig een arts raadplegen.



Made by:

Clean Seat Holland

www.toly.infowww.cleansetholland.com